



LE COUSSIN **ROHO**[®] HIGH PROFILE[®], MID PROFILE[™] ET LOW PROFILE[®]

PROTECTION DE LA PEAU

Depuis plus de 40 ans, les coussins ROHO HIGH PROFILE, MID PROFILE et LOW PROFILE sont les leaders du marché des coussins d'assise pour la protection de la peau et des tissus. Ils sont la référence servant d'élément de comparaison à tous les autres coussins d'assise assurant la protection de la peau.

ADAPTATION À LA MORPHOLOGIE

Les coussins HIGH PROFILE, MID PROFILE et LOW PROFILE offrent un environnement optimal pour les personnes présentant des problèmes de dommages cutanés et/ou tissulaires. Leur conception cellulaire et leur matière souple et flexible permettent l'immersion de l'utilisateur dans le coussin pour maximiser la répartition de la pression tout en réduisant les frictions et les cisaillements. Très facilement ajustables, les coussins s'adaptent à la morphologie de l'utilisateur, réduisant ainsi la déformation des tissus et favorisant la circulation sanguine.

PERFORMANCES ÉPROUVÉES

Aucun autre coussin d'assise rempli d'air ne peut égaler les performances éprouvées et les standards de qualité de la technologie ROHO DRY FLOATATION[®]. Rien ne vaut un ROHO !

LÉGER

ROHO[®]

LE COUSSIN ROHO® HIGH PROFILE®, MID PROFILE™ ET LOW PROFILE® CUSHIONS

PROTECTION DE LA PEAU.

Plus de quarante années de recherche, d'expérience et de perfectionnement de la technologie ROHO DRY FLOATATION® assurent à l'utilisateur une protection inégalée de la peau et des tissus mous.

ADAPTATION À LA MORPHOLOGIE.

Grâce à leur conception cellulaire exclusive, les coussins HIGH PROFILE, MID PROFILE et LOW PROFILE épousent et suivent constamment les mouvements du corps. La simplicité d'ajustement et l'adaptabilité des alvéoles épousent et répondent tout au long de la journée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur en matière de protection de la peau et des tissus.

PERFORMANCES ÉPROUVÉES.

Des tests en laboratoire ont prouvé que le coussin ROHO a une durée de vie supérieure aux autres coussins remplis d'air et qu'il conserve son efficacité dans la durée, même après avoir été exposé à des contaminants et à l'usure quotidienne.

LÉGERS.

Les coussins se transportent et se manipulent très facilement et sans fatigue car ils ne pèsent que 1,5 kg pour le modèle HIGH PROFILE, 1,4 kg pour le MID PROFILE et 1,1 kg pour le LOW PROFILE.



Nous recommandons fortement de passer par un professionnel en réadaptation lors de la commande et de l'installation d'un produit ROHO.

INDICATIONS

LES COUSSINS HIGH PROFILE, MID PROFILE ET LOW PROFILE SONT RECOMMANDÉS POUR LES PERSONNES :

- ayant des antécédents de dommages cutanés et/ou tissulaires
- souffrant de dommages cutanés et/ou tissulaires
- présentant un risque de de dommages cutanés et/ou tissulaires
- ayant une sensibilité normale ou altérée
- nécessitant le maintien d'une asymétrie pelvienne, pouvant atteindre environ 7,5 cm pour HIGH PROFILE, 5 cm pour MID PROFILE et 2,5 cm pour LOW PROFILE.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

AJUSTABLE :

S'adapte à l'utilisateur et répond à ses besoins spécifiques en position assise.

LÉGER :

N'ajoute qu'un poids négligeable à l'ensemble du dispositif de mobilité.

LAVABLE :

Le coussin se nettoie facilement à l'eau et au savon.

La housse est lavable en machine.

RÉPARABLE :

Le coussin en caoutchouc néoprène peut être rapiécé pour prolonger sa durée de vie.

*Également disponible en Double compartiment pour positionnement avant-arrière ou côté-côté, pour les utilisateurs avec une posture asymétrique.

SPÉCIFICATIONS

CONTIENT :

Coussin HIGH PROFILE, MID PROFILE ou LOW PROFILE, housse, gonfleur manuel, kit de réparation et mode d'emploi.

COMPOSITION :

Caoutchouc néoprène ignifuge

DIMENSIONS :

Large gamme, adaptable à une largeur de fauteuil de 12" à 26,75"/30 cm à 68 cm (dimensions personnalisées disponibles)

POIDS :

Varie selon les dimensions, environ 1,5 kg pour HIGH PROFILE, 1,4 kg pour MID PROFILE et 1,1 kg pour LOW PROFILE (pour un coussin de 16x16")

GARANTIE :

Garantie limitée de 2 ans

POIDS SUPPORTÉ :

Illimité¹

¹ Le coussin doit être correctement dimensionné par rapport à l'utilisateur.

Les coussins ROHO PROFILE sont des surfaces de soutien pour fauteuil roulant. Ils sont remplis d'air, ajustables, à conception cellulaire, utilisent la technologie DRY FLOATATION et sont conçus pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur en position assise. Ce produit est recommandé pour les utilisateurs de tout poids nécessitant une protection de la peau/des tissus et/ou un positionnement en position assise.



100 North Florida Avenue • Belleville, IL 62221-5429 • USA • www.roho.com
USA : 1 800 851 3449 • 1 618 277 9173 • fax 1 888 551 3449
Hors USA : 1 618 277 9150 • fax 1 618 277 6518

©2006, 2009, 2011 ROHO Inc. Les marques suivantes sont des marques commerciales et des marques déposées de ROHO, Inc.: AGILITY™, DRY FLOATATION®, Heal Pad®, HIGH PROFILE®, LOW PROFILE®, MID PROFILE™, ROHO®, shape fitting technology® et SOFFLEX®

ROHO Inc. a une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve le droit de modifier ce document. La version actuelle de ce document est disponible sur notre site Web à l'adresse www.ROHO.com.
LITG02015 11/14, 1.5M SP 11/14

Votre contact en France:

Permobil France
5 Rue Clément Ader
69740 GENAS
tel. : 04.37.26.27.28 / Fax : 04.37.26.27.29
info@permobil.fr / www.permobil.fr