

COUSSIN GEL 2D



410860 Gel 2D

- ✓ Adaptable à la morphologie
- ✓ Prévention des escarres
- ✓ Répartition des pressions
- ✓ Packaging HERDEGEN



DESSCRIPTIF

Le coussin gel 2D est composé de 2 poches de gel de polyuréthane (bleue et transparente) avec deux densités. Le gel viscoélastique bleu assure le soulagement des pressions sur les zones osseuses vulnérables tandis que le gel transparent augmente la surface de contact avec la peau. Agissant comme une couche de graisse artificielle, le gel diminue de manière importante les pressions subies par les zones à risque. Le gel ne coule pas, ne durcit pas dans le temps, et ne se déplace pas sous la charge. Composition enveloppe et gel : mélange de polyol et d'isocyanate moulé à basse pression.

Poids supporté 100 kg

Garantie : 2 ans

Références	Désignations	Dimensions	Poids
410860	Gel 2D Kle 2 housses IMP	39 x 39 x 2,5 cm	3,06 kg

EAN, PRISE EN CHARGE, PRIX DE VENTE CONSEIL

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC	Prix public TTC conseil
410860	Gel 2D Kle 2 housses IMP	3401554091365	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Prise en charge LPPR</div> <div style="margin-right: 5px;">1233002</div> </div> (66,63 €)	76,70 €