

V300 30°

LE + VERMEIREN

Une multitude de réglages
avec dossier inclinable à 30°

FAUTEUIL MANUEL STANDARD & LÉGER

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 6 largeurs de siège
- Manchettes d'accoudoirs réglables en profondeur
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0° - 10°
- **Poche de rangement sous l'assise**
- Un grand nombre d'accessoires disponibles



C59
champagne



Dossier "Ailes d'ange", souplesse, confort, maintien et positionnement pour votre fauteuil roulant



Dossier réglable en tension



Pochette de rangement



Système simple et efficace d'inclinaison à 30°, dossier rabattable sur l'avant

Accoudoirs conçus pour être réglables, rabattables et amovibles

Roues avec axe à démontage rapide, réglables en hauteur

Palettes de repose-pieds inclinables

Large choix d'accessoires et options



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----------------|-----|-----------------|---------------------|------|------|-----|
| 590 | 390 | | | | | | | | |
| 620 | 420 | | | | | | | | |
| 640 | 440 | 220-240 | 440-470-500-530 | 400 | 850-880-910-940 | 440-460-480-500-520 | 1040 | 17,7 | 130 |
| 660 | 460 | | | | | | | | |
| 680 | 480 | | | | | | | | |
| 700 | 500 | | | | | | | | |



V300 30°