

Sûr, pratique et flexible


Poignée de canapé avec plateau

- poignée ergonomique sûre
- plateau pivotant en bambou avec porte-gobelet et compartiment de rangement intégrés
- base réglable en longueur/ poignée réglable en hauteur
- supports en caoutchouc antidérapants

N° d'art. TRAY 2050



longueur et hauteur réglables



base de 50,8 - 91,4 cm extensible



AUTRES AIDES À LA VERTICALISATION



DONNÉES

Surface	Plateau 40,6 cm x 45,7 cm revêtement en caoutchouc 10 cm x 18 cm
Hauteur	Plateau 66,5 cm - 81 cm Poignée 87,5 cm - 102 cm
Poids	10,6 kg
Résistant à la charge	poignée jusqu'à 113,4 kg Plateau jusqu'à 13,6 kg
Couleur	Marron/noir

? QUESTIONS RÉPONSES

Est-ce que cela convient à tous les canapés/fauteuils ?

Vous devez avoir un canapé/fauteuil avec des pieds et il doit y avoir au moins 4 cm d'air sous le canapé/fauteuil, pour que la base avec les surfaces d'appui ait de la place en dessous.

Qu'est-ce qui fait que tout cela tient ?

La base inférieure s'étend exactement jusqu'à ce que les pieds du canapé ou du fauteuil puissent être posés directement sur les supports en caoutchouc de la base. Le poids propre du canapé/fauteuil apporte le poids nécessaire.

La mise en place est-elle difficile ?

Non, c'est bien expliqué et cela ne prend que quelques minutes.