

## FICHE TECHNIQUE

### « Piégeur » dans l'air expiré



- Il est équipé d'une valve anti-retour pour éviter les infections croisées & d'un filtre anti-microbien qui absorbe également l'humidité lors du souffle
- Sorti de son sachet individuel, le filtre a une efficacité d'un mois
- Evite la perte de temps en désinfection et l'achat de produit supplémentaire onéreux, il est donc très économique et pratique
- Son rôle est de piéger la fin de l'air expiré qui est la plus concentré en monoxyde de carbone (CO)
- Tout produit de désinfection pourrait endommager la cellule électrochimique de votre analyseur et donner une mesure moins précise
- Vendu par boîte de 12 soit pour 1 an d'utilisation.

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Référence                 | D-PIECE 3                                   |
| Composition               | Polypropylène                               |
| Equipement                | Valve anti-retour et filtre anti-microbien  |
| Validité                  | 1 mois (sorti de son sachet)                |
| Dimension                 | 80 mm (embouchure : 10 x 20 mm)             |
| Couleur                   | Blanche                                     |
| Conditionnement           | Boîte de 12 – dimension : 90 x 66 x 90.5 mm |
| Emballage piègeur & boîte | Papier & carton recyclable                  |