



Tonicross CITY

Cadre
5 ans
garantie



RUPIANI

vers l'autonomie

Tonicross CITY



- Châssis surbaissé facilitant l'accès
- Extrêmement maniable grâce à ses roues rayonnées de 20''
- Garde boue et panier arrière de série
- 3 couleurs de châssis au choix
- Cadre garantie 5 ans
- Frein à disque en option
- Nombreux accessoires en option

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Adulte	Junior
Longueur hors tout	159cm	159cm
Largeur hors tout	72cm	72cm
Hauteur d'entrejambes	66-90cm	56-80cm
Hauteur selle / sol	78-102cm	68-92cm
Hauteur guidon / sol	102-116cm	102-116cm
Dimensions des roues	20''x1.75''	20''x1.75''
Poids du tricycle	23kg	23kg
Largeur du panier arrière	51cm	36cm
Accessoires disponibles	Eclairage route, Roue libre, Frein à disque , Dérailleur 5V, Appui-dos, Sabots, Tuteur de jambes, Guidon cadre, Butées directionnelles, Réglage antéropostérieur, Guidon corne de bœuf, Appui ventral, Anti-équin, Selle monocycle, Panier avant, Différentiel, Home trainer, Porte canne	
Châssis	Acier	
Poids maxi de l'utilisateur (kg)	110	100
Couleurs texturées	Onyx / Jaspe / Quartz	



RUPIANI

74, avenue du 8 Mai 1945
69120 Vaulx-en-Velin
vers l'autonomie...

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Courriel : info@rupiani.fr
Web : www.rupiani.fr