



Manucross II



RUPIANI
vers l'autonomie

Manucross II



- Tricycle à traction manuelle
- Assise toile réglable avant/arrière
- Repose pieds réglables en hauteur avec sangle de maintien
- Frein rétropédalage 3V avec roue libre intégrée
- Roues arrière à carrossage
- Poignées ergonomiques avec freins
- Ceinture de maintien

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur hors tout (cm)	175
Largeur hors tout (cm)	80
Longueur du segment jambier (cm)	36-44
Dimensions de l'assise (largeur x profondeur)	45x42 cm
Dimensions du dossier (largeur x hauteur)	45x40 cm
Hauteur siège / sol (cm)	55
Hauteur guidon / sol (cm)	100
Dimensions des roues	24''
Poids du produit	28kg
Châssis	Acier
Poids maxi de l'utilisateur (kg)	100
Couleur	Bleu Métal



RUPIANI

74, avenue du 8 Mai 1945
69120 Vaulx-en-Velin
vers l'autonomie...

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Courriel : info@rupiani.fr
Web : www.rupiani.fr