

one ^{SPRING} air+

Suspensions à ressorts intégrées
Scooter intérieur compact
Idéal au quotidien
Adapté à votre style



Siège montée sur système de suspension



Deux suspensions à l'arrière



one ^{SPRING} air+ = 4

4 possibilités de couleurs incluses.
Changez de style quand vous le souhaitez et sans outil.



VERMEIREN
we care for you

Compact et élégant

One Air+ SPRING (avec pneus gonflables et suspensions à ressorts intégrées) est un scooter compact et élégant parfait pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, adapté à votre style. Léger et compact, **One Air+ SPRING** peut être utilisé pour de courts déplacements quotidiens, en intérieur comme en extérieur, restaurants, magasins et petits espaces. Ce scooter est entièrement démontable pour un transport ou un stockage faciles. Les 4 couleurs peuvent être facilement interchangeables pour obtenir un scooter personnalisé à tout moment.

Couleurs

Votre scooter **One Air+ SPRING** est livré avec 4 couleurs incluses et interchangeables. Facile à changer et adaptable à votre style. One = 4



bleu



vert



orange



rose pâle



Équipé d'une batterie lithium de seulement 4,25 kg



Pneus gonflables



Entièrement démontable pour un rangement compact



Convient dans une petite voiture

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	490 mm
■ Hauteur totale	880 mm
■ Longueur totale	1030 mm
■ Hauteur d'assise	525-570 mm
■ Giration	1150 mm
■ Batterie	24V - 20 Ah

■ Rayon d'action	26 km*
■ Puissance	270 W
■ Vitesse	8 km/h*
■ Poids	42,35 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	136 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.
* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %).

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

