

Ref.: 80120
Fecha/date: 01/2026

Ficha técnica comercial
Commercial technical sheet




Asiento abatible /
Folding seat



Freno de mano /
Hand brake



Bolso incluido / Bag
included



4 posiciones de altura
de manillar / 4 handlebar
height positions



Cesta / Basket



3 posiciones de bloqueo
de ruedas / 3 wheel lock
positions

7,45 kg



574 mm

1054 - 980 mm



718 mm



320 mm

610 mm

CE



136 kg

Máx. peso del usuario / Max.
user weight / Peso máximo do
usuário / Poids maximal de l'utili-
sateur / Peso massimo dell'uten-
te / Max. Benutzergewicht / Max.
gebruikersgewicht

Especificaciones Specifications

Colores <i>Colours</i>	728 rojo 728 red / 777 azul 777 blue
Medidas - Ancho, Largo, Alto [cm] <i>Outer dimensions - Width, Long, Height [cm]</i>	57,4 x 71,8 x 98 - 105,4 cm
Peso [Kg] <i>Weight [Kg]</i>	7,45 kg
Máx. peso usuario [Kg] <i>Max. user weight [Kg]</i>	136 kg
Medidas plegado Ancho, Largo, Alto [cm] <i>Folding measures - Width, Long, Height [cm]</i>	57,4 x 32 x 61 cm
Medidas embalaje Ancho, Largo, Alto [cm] <i>Packaging measures - Width, Long, Height [cm]</i>	52 x 36 x 60 cm
Capacidad cesta <i>Basket capacity [l]</i>	31 l
Medidas cesta - Ancho, Largo, Alto [cm] <i>Basket dimensions - Width, Long, Height [cm]</i>	36 x 43 x 20 cm
Medidas asiento - Ancho, Largo [cm] <i>Seat dimensions - Width, Long [cm]</i>	39 x 30 cm
Peso embalaje bruto [Kg] <i>Packaging gross weight [Kg]</i>	9,5 kg
Unidades embalaje <i>Units per package</i>	1
Lavable a Máquina <i>Machine Washable</i>	✓
Tejido <i>Fabric Material</i>	Poliéster <i>Polyester</i>
Acabado de la empuñadura <i>Grip Finishing</i>	Empuñadura de goma <i>Rubber grip</i>
Posiciones de la empuñadura <i>Grip positions</i>	4
Material estructura <i>Frame material</i>	Aluminio <i>Aluminum</i>
Ruedas frontales <i>Front wheels</i>	8" / 20 cm
Ruedas traseras <i>Rear wheels</i>	7" / 17,5 cm
Material del neumático <i>Tyre material</i>	Neumático EVA + Goma <i>EVA + Rubber tyre</i>



Color 728



Color 777