		ALDRYS	X'PRESS (LOW)	X'PRIM	AERYS 90	AERYS CONFORT	AERYS XXL	XXL DIVISYS	XXL X'PRESS	DUO DIVISYS	KALIN	DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
1	**Barrière pied de lit** *A682-00 Droite A683-00 Gauche*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	• Longueur : 80 cm • Hauteur : 38,5 cm par rapport au sommier • Compatible avec rallonges de sommier	Métal peint
2	**Lampes de lecture** *61300158 / 61300159*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fixation sur support tige porte sérum	Métal peint
3	**Tige porte sérum 2 ou 4 crochets** *A1700 / A170001*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	• 2 crochets : Hauteur fixe 120 cm • 4 crochets : hauteur réglable 115-120 cm	Inox Crochets 4 plastique
4	**Tige porte sérum télescopique 2 crochets** *A8400*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hauteur réglable : 72 à 141cm	
5	**Support flexible de télécommande** *A230-00*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	-	Aimant / Métal peint
6	**Crochet support de télécommande** *Non compatible avec les panneaux Winnea (Design)*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Plastique
7	**Butée murale**	A675 -00	✗	A551 -00	A670-00 *(AERYS 90/100)* A670-00B *(AERYS 90/100 avec roues masquées)* A663-00 *(AERYS XXL)*			A551-00	✗	✗	De série	-	Métal peint
	Butée murale réglable *A684-00*	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	-	Métal peint
8	**Rallonge de sommier**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Profondeur : 20 cm	Métal peint
9	**Rallonge de sommier AERYS** *Intégrée et escamotable*	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	• Profondeur : 20 cm • Largeur : 90 cm	Métal peint
10	**Poignée d'appui Compatible avec barrière et longs pans** *A575-00*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	• Hauteur : 35 cm • Longueur : 29 cm	Métal peint
11	**Potence d'angle**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Modèle spéci-fique		Métal peint

		INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	FINITION/ COMPOSITION
12	**Tapis d'amortissement Securform** *07.2900*	• Conseils d'entretien de la mousse : humidifier et frotter légèrement • Conseils d'entretien de la housse au quotidien : avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire.	Déplié : l.88 x L.195 x H.3 cm Plié : l.88 x L.65 x H.9 cm	Mousse viscoélastique, polyuréthane, polyester
13	**Protections barrières de lit Evolution**	**Barrières ¾ métal :** • 140 cm : 07.2440U / 07.2440P • 190 cm : 07.2490U / 07.2490P **Barrières bois :** • 140 cm : 07.2540U / 07.2540P • 190 cm : 07.2590U / 07.2590P	140/190cm x 30cm	Mousse HR, polyester, polyuréthane
14	**Protections barrières de lit Universelles**	• 90 cm : 07.2260U / 07.2260P (compatible avec demi-barrières) • 140 cm : 07.2340U / 07.2340P (compatible barrières 3/4 métal) • 190 cm : 07.2390U / 07.2390P (compatible barrières bois pleine longueur)	90/140/190cm x 32cm	

ACCESSOIRES DE LIT



1 Barrière pied de lit



2 Lampes de lecture



3 Tige porte sérum 2 crochets



4 Tige porte sérum télescopique
2 ou 4 crochets



5 Support flexible de télécommande



6 Crochet support de télécommande



7 Butée murale



8 Rallonge de sommier




9 Rallonge de sommier AERYS
Intégrée et escamotable




10 Poignée d'appui
Compatible avec barrière et longs pans




11 Potence d'angle



12 Tapis d'amortissement Securform



13 Protections Evolution
Protections pour barrières de lit



14 Protections Universelles
Protections pour barrières de lit

Photos non contractuelles

WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Site de production
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Site de production
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux de classe 1