Guide au choix des lits

pour patient en perte d'autonomie transitoire ou défintive

		X'PRESS	X'PRESS LOW	X'PRESS XXL	X'PRIM	DIVISYS DUO	DIVISYS XXL	AERYS [1]	AERYS [1] CONFORT 100	AERYS XXL 120	ALDRYS	ALDRYS CONFORT 100	KALIN
		Lits de Maintien à Domicile				Lits de Maintien à Domicile pour couple	Lits de Maintien à Domicile bariatrique	Lits médicalisés pour Collectivités					Lits médicalisés pour enfant
Environnement d'application *(voir description des environnements p49)*	1 & 2 Soins intensifs ou de courte durée à hôpital	Urgences	Urgences	Urgences, SSR/CRRF, MCO	SSR/CRRF	-	SSR/CRRF, MCO	-	SSR/CRRF	SSR/CRRF	SSR	SSR	MCO
	3 Soins de longue durée en établissement spécialisé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4 Soins dispensés à domicile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	5 Soins externe *(ambulatoires)*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Fonctions Proclive/Déclive		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Personnes présentant un risque de chute		-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Grande largeur/Bariatrique		-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Poids Patient		135 kg	135 kg	270 kg	135 kg	270 kg	270 kg	185 kg	185 kg	270 kg	135 kg	135 kg	70 kg
CFS		170 kg	170 kg	315 kg	170 kg	315 kg	315 kg	220 kg	220 kg	315 kg	170 kg	170 kg	115 kg
Largeur du sommier		90 cm	90 cm	120 ou 140 cm	90 cm	140/160 cm	120/140 cm	90 cm	100 cm	120 cm	90 cm	100 cm	80 cm
Longueur du sommier		200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	170 cm
Amplitude de hauteur variable		34-84 cm	24-80 cm	35-81 cm	34-84 cm	34-74 cm	35-81 cm	25-80 cm	25-80 cm	24-72 cm	24-80 cm	24-80 cm	30-76 cm
Code location LPPR si éligible [2]		1241763[1]	1241763[1]	1249523[1]	1241763[1]	-	1241763	-	-	-	1241763	1241763	1283879
Code achat LPPR si éligible [2]		6231746	6231746	6231746	6231746	6231746	6231746	6231746 *sans conditions*	-	6231746 *sans conditions*	6231746 *sans conditions*	-	6231746

Équipement de série

- **Relève-buste** électrique
- **Hauteur variable** électrique
- **Roues avec freins** individuels
- **Télécommande rétroéclairée** à verrouillage total
- **Prise d'équipotentialité**

Chaque lit dispose d'options pour chaque type de patients

Motorisation

- **Relève-jambes électriques** Prévention des escarres et confort du patient
- **Position fauteuil**
  - Prévention du syndrome d'immobilisation
  - Confort du patient et ergonomie du soignant
- **Relève-buste électrique à translation** Prévention des escarres et confort du patient
- **Relève-jambes électriques avec plicatures** Prévention des escarres et confort du patient
- **Position Déclive**
  - Prévention des escarres
  - Sécurité patient et ergonomie soignant pour aide au rehaussement.

Télécommande

- **Télécommande à verrouillage sélectif** Sécurité et autonomie
- **Télécommande Infrarouge** Ergonomie du patient
- **Télécommande boitier soignant filaire** Confort du patient et ergonomie du soignant.

Sommier

- **Sommier divisible** *(suivant lit)* Facilité de transport et de stockage
- **Sommier en matériaux compact escamotable** Facilite le nettoyage *(hygiène)*

Autres options

- **Freinage centralisé** Ergonomie et sécurité des soignants et aidants

CPR

- **Relève-buste avec CPR** *(cardio pulmonary resuscitation)* Mise à l'horizontale d'urgence

1. Éligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale), sans fonction Proclive-déclive sauf avis du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie. Tous nos lits sont conformes aux exigences de la norme NF EN 60601-2-52 édition 1

2. Éligible au remboursement LPPR (art. L165-1 du code de la sécurité sociale) à la location ou à l'achat selon les indications fixées.

Tous nos lits sont conformes aux exigences de la norme NF EN 60601-2-52 édition 1

Photos non contractuelles

WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Site de production
Saint-Paul-Mont-Penit (85)

Dispositifs médicaux de classe 1